

# PRODUKTDATABLAD

## Acticoat Flex 3 sårkontaktlag med sølv, steril

Acticoat Flex 3 sårkontaktlag er et blødt, fleksibelt og strækbart sårkontaktlag med sølv. Acticoat Flex 3 giver effektiv antimikrobiel overfor et bredt spektrum af sårpatogener og har effekt indenfor 30 minutter. Produktet har en åben vævet struktur som ikke hænger fast i såret. Acticoat Flex 3 tilpasser sig såret, følger patientens bevægelser og gør behandlingen behagelig for patienten. Produktet er nemt at anlægge pga stor fleksibilitet og strækbare egenskaber. Acticoat Flex 3 kan med fordel anvendes på:



- Overfladiske og dybe delhudsbrandsår
- Operationssår
- Venøse ulcus cruris
- Tryksår
- Diabetiske sår
- Transplantatsteder

**Indholdsstoffer/materiale:** 100% polyester , nanokrystaliseret sølv

<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE III
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## Acticoat Flex 3 sårkontaktlag med sølv, steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Ref. nr.	Indhold
4289143	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	5x5cm	66800396	æske a 5 stk.- krt. a 20 æsker
4289144	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	10x10cm	66800398	æske a 5 stk - krt a 10 æsker
4289145	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	10x10cm	66800399	æske a 12 stk-krt a 20 æsker
4289146	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	10x20cm	66800409	æske a 12 stk-krt a 20 æsker
4289147	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	20x40cm	66800419	æske a 6 stk.-krt. a 20 æsker
4289148	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	40x40cm	66800432	æske a 6 stk-krt a 5 æsker
4289149	Acticoat Flex 3	sårkontaktlag med sølv, steril	10x120cm	66800435	æske a 6 stk.-krt. a 4 æsker