

# PRODUKTDATABLAD

## Arion Magnide, slide til strømper m/lukket og åben tå

Arion Magnide slide til strømper med mulighed for både åben og lukket tå.

Arion Magnide tages på, hvorefter kompressionsstrømper tages udenpå Magnide. Magnide kan derefter nemt hives ud.

- Letter på- og aftagning
- Sparer kræfter for både bruger og evt. hjælpere
- Skåner strømper og hud



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Nylon, sejldug
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	6 måneder
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediq varesortiment

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.nr.
4404134	Arion Magnide	Slide til strømper m/lukket og åben tå	Medium, str. $\leq$ 40	Æske a 30 stk	E01513
4404135	Arion Magnide	Slide til strømper m/lukket og åben tå	Large, str. $>$ 40	Æske a 30 stk	E01514
4404143	Arion Magnide	Slide til strømper m/lukket og åben tå	X-large, str. $>$ 46	Æske a 30 stk	E01515